



Ficha Técnica - Durex Preservativo Natural (3 unidades)

1. Información General:

- **Marca:** Durex
- **Producto:** Preservativo Natural
- **Presentación:** Caja con 3 unidades
- **Tipo de preservativo:** Natural (sin textura especial)
- **Material:** látex de caucho natural
- **Color:** Transparente
- **Lubricante:** Con lubricante suave, no espermicida

2. Características del Producto:

- **Diseño:** Clásico, anatómico
- **Espesor:** Standard, para una sensación natural durante la relación sexual.
- **Tamaño:** Ajuste estándar (Largo: 19 cm, Ancho: 5.6 cm)
- **Elasticidad:** Alta elasticidad para un ajuste cómodo y seguro.
- **Textura:** Liso para una mayor sensación de naturalidad.
- **Lubricación:** El lubricante está formulado para ofrecer suavidad durante el uso.

3. Usos recomendados:

- Protección durante las relaciones sexuales, ayudando a prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual (ETS).
- Para su uso tanto en relaciones vaginales, anales y orales, con el mismo nivel de protección.

4. Instrucciones de uso:

1. Verifica la fecha de caducidad en el empaque.
2. Abre el preservativo con cuidado (sin usar objetos afilados).
3. Coloca el preservativo en el pene erecto antes del contacto genital.
4. Asegúrate de que el preservativo esté correctamente colocado.

5. Tras la eyaculación, retira el preservativo cuidadosamente, mientras todavía está erecto.

5. Precauciones:

- No usar si el embalaje está dañado.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Solo de uso externo. No reutilizar el preservativo.
- No usar con aceites o productos a base de aceite, ya que pueden dañar el látex.

6. Composición del producto:

- Látex de caucho natural.
- Lubricante a base de agua (no espermicida).

7. Información adicional:

- Certificación: Cumple con las normativas internacionales de calidad y seguridad.
- Fabricante: Durex (Reckitt Benckiser).
- Producto dermatológicamente probado.

8. Advertencia:

- Si experimentas alguna irritación, interrumpe su uso y consulta a un médico.

Este producto es un Producto Sanitario en la UE bajo la directiva 93/42/EEC por SGS. Por favor, consultar las instrucciones antes de usarlo.

Durex y el logo de Durex son marcas registradas del grupo Reckitt.

			
Consultar instrucciones de uso Consultar Instruções de uso	Precauciones Precauções	No reutilizar Não reutilizar	Contiene látex de caucho natural Contém látex de borracha natural
			
No utilizar si el evolutorio ha sido dañado Não utilizar se o invólucro estiver danificado.	Mantener en un lugar seco Manter num local seco	Mantener alejado de la luz solar Manter fora da ação direta do sol	Producto Sanitario Dispositivo Médico