

**Instruction manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Gebruiksaanwijzing
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones**



UK: UPPER BACK STRAIGHT HOLDER
DE: GERADE HALTERUNG FÜR DEN OBEREN RÜCKEN
FR: CORRECTEUR DE POSTURE POUR LE HAUT DU DOS
NL: RECHTHOUDER VOOR DE BOVENRUG
IT: CORRETTORE POSTURALE PER LA PARTE SUPERIORE DELLA SCHIENA
ES: SOPORTE RECTO PARA LA PARTE SUPERIOR DE LA ESPALDA



ITEM: 871125205925

A.I.&E. Adriaan Mulderweg 9-11,
5657 EM Eindhoven, The Netherlands
Edco UK Ltd, 1st Floor Two Chamberlain Square,
B3 3AX, Birmingham, UK
edco.nl



(EN) INSTRUCTION MANUAL
UPPER BACK STRAIGHT HOLDER
MODEL NUMBER: 871125205925

1) Spread and pull each strap into the two plastic buckles.



3) Pull the adjustment belt from behind with both arms.



2) Pass your arms through the loops of the left and right straps.



4) Adjust the length of the Velcro to your body shape and fix it.



DE GEBRAUCHSANWEISUNG
GERADE HALTERUNG FÜR DEN OBEREN RÜCKEN
MODELLNUMMER: 871125205925

- 1) Spreizen Sie jeden Gurt und ziehen Sie ihn in die beiden Kunststoff-schnallen.



- 3) Ziehen Sie den Verstellgurt von hinten mit beiden Armen.



- 2) Führen Sie Ihre Arme durch die Schlaufen des linken und rechten Gurtes.



- 4) Passen Sie die Länge des Klettverschlusses an Ihre Körperform an und befestigen Sie ihn.



(FR) MANUEL D'INSTRUCTIONS
CORRECTEUR DE POSTURE POUR LE HAUT DU DOS
NUMÉRO DE MODÈLE : 871125205925

- 1) Étendez et tirez chaque sangle dans les deux boucles en plastique.
- 3) Tirez la sangle de réglage depuis l'arrière avec les deux bras.



- 2) Passez vos bras dans les passages des sangles gauche et droite.
- 4) Réglez la longueur du Velcro en fonction de votre morphologie et fixez-le.



(NL) HANDLEIDING
RECHTHOUDER VOOR DE BOVENRUG
MODELNUMMER: 871125205925

1) Spreid de straps en trek elke strap in de twee plastic gespen.



3) Trek met beide armen van achteren de verstelriem aan.



2) Haal uw armen door de lussen van de linker- en rechterstrap.



4) Pas de lengte van het klittenband aan de vorm van uw lichaam aan en druk het vast.



(IT) MANUALE DI ISTRUZIONI
CORRETTORE POSTURALE PER LA PARTE SUPERIORE
DELLA SCHIENA
NUMERO MODELLO: 871125205925

1) Stendere e tirare ciascuna cinghia nelle due fibbie di plastica.



3) Tirare la cinghia di regolazione da dietro con entrambe le braccia.



2) Infilare le braccia attraverso le aperture delle cinghie sinistra e destra.



4) Regolare la lunghezza del velcro in base alla forma del proprio corpo e fissarlo in posizione.



(ES) MANUAL DE INSTRUCCIONES
SOPORTE RECTO PARA LA PARTE SUPERIOR DE LA
ESPALDA
NÚMERO DE MODELO: 871125205925

1) Extienda y tire de cada correa en las dos hebillas de plástico.



3) Tire del cinturón de ajuste desde atrás con ambos brazos.



2) Pase los brazos por los lazos de las correas izquierda y derecha.



4) Ajuste la longitud del velcro a la forma de su cuerpo y fíjelo.

