

Dispositivo ultrasónico para terapia con aerosoles

Ultrasonic nebuliser for aerosol therapy

Código comercial / Commercial code: **NE1012**



PRODUCT PLUS

- Diseño compacto
Compact design
- Recargable con cable USB-C (in dotazione)
Rechargeable with USB-C cable (included)
- Silencio
Quiet
- Nebulizar todos los medicamentos de terapia con aerosoles
Nebulizes all aerosol therapy medicines

Dispositivo ultrasónico para terapia con aerosoles

Ultrasonic nebuliser for aerosol therapy

COMPONENTES DEL PRODUCTO	Pz./Pcs	IMBALLO / PACKAGING DETAILS	
Nebulizador / Nebulizer	1	Caja / Inner carton	6 ud./pcs.
Máscara para adultos/ Adult mask	1	Caja Master / master carton	18 ud./pcs.
Mascarilla pediátrica / Pediatric mask	1	Peso – Dimensiones Caja / Inner Weight - Size	2.5 kg 16↑ x 22↗ x 27↔ cm
Boquilla / Mouth piece	1	Peso - Dimensiones Master / Master Weight – Size	7.8 kg 50↑ x 25↗ x 30↔ cm
Cable de carga USB-C / USB-C charging cable	1	Codigo de barras G/B / G/B barcode	8013240201542
Estuche / Case	1	Codigo de barras caja / Inner carton barcode	28013240201539
Manual de instrucciones / Instruction manual	1	Codigo barras caja Master / Master carton barcode	18013240201532
		DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS/ SPARES AVAILABILITY	CODICE / CODE
		Cámara de pulverización / atomization chamber	ANE067
		Mascarilla para adultos, mascarilla pediátrica, boquilla / Adult and pediatric masks and mouth piece	ANE068

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO / TECHNICAL PRODUCT DETAILS:

Dimensiones / Size	11.1↑ x 3.5↗ x 6.3↔ cm
Peso neto (incluidos los accesorios) / Net weight (accessories included)	165 g
Tamaño medio de partícula / Particle size	MMAD aprox. 5 µm / MMAD approx
Caudal de pulverización / Nebulization rate	≥ 0.20 ml / min
Capacidad de la ampolla / Ampoule capacity	≤ 8 ml
Suministro eléctrico / Unit power supply	Cable USB 5V/1A, Tipo-C / USB cable
Recargable con cable USB-C (suministrado) / Rechargeable with a USB-C cable (included)	Cuando está completamente cargado unas 3 horas. Dura aproximadamente de electricidad. Si el dispositivo no se carga por un tiempo, por favor recárgalo antes de usarlo. <i>When fully charged, it can be used for about 3 hours. If the device is not charged for a long time, recharge it before using it.</i>

Es un dispositivo médico CE / CE medical device

CONDIZIONI DI ESERCIZIO / OPERATION CONDITIONS

Temperatura / Temperature	min. 10°C; max. 40°C
Humedad / Humidity	30%-85% RH
Frecuencia de uso (continua/alterna) / Operation frequency (continuous / alternate)	continuo / non-stop
Tipo de fármaco / Pharmaceutical type	Todos los medicamentos de aerosol / all aerosol therapy medicines