

FICHA TECNICA



CÓDIGO Y NOMBRE DEL PRODUCTO:

00732 ACUMULADOR FRIO R-200 *GEL*

00743 ACUMULADOR FRIO R-400 *GEL*

00742 ACUMULADOR FRIO R-1000 *GEL*

APLICACIÓN:

Permite la conservación de productos perecederos durante un prolongado periodo de tiempo. Se puede utilizar en cualquier nevera rígida o flexible para mantener la comida y las bebidas frías durante más tiempo.

Apto para el uso alimenticio

No toxico.

Reutilizables

UTILIZACIÓN:

Antes de su utilización los acumuladores deben recargarse de frio, colocándolos debidamente estirados en una cámara de congelación, con régimen de temperatura mínima -18°C, aunque recomendable a -30°C.

Tiempo necesario para la recarga completa de cada acumulador, varía entre 24 y 48 horas, dependiendo del régimen de temperatura y potencia de la cámara, cantidad de unidades a congelar y temperatura de entrada de los acumuladores.

Su fórmula en gel aporta temperatura por debajo de 0°C.

DIMENSIONES EXTERIORES:

R-200 168x95x18 mm

R-400 168x95x30 mm

R-1000 225x110x47 mm

MATERIAL: PEHD DURO SOPLAR.

CONTENIDO DE LA SOLUCIÓN: BASE DE GEL EUTÉCTICO.

COLOR DE LA SOLUCION: Gel azulado.

CIERRE: Tapón hermético por presión.

Producto estable siempre y cuando se almacene correctamente.